

中輪駆動式ハイクラス電動車いす

クオインタム1121

パワーと操作性を両立させた
ハイクラス機種



Pride
Mobility Products Corp.

シナジーシート仕様 ¥1,230,000 (非課税)

理想的なバランスを備えた中輪駆動型電動車いす

パワフルな走行からは想像できない中輪駆動方式だけが実現する最小回転半径は、狭い場所での方向転換にも強力な優位性を発揮します。路面の衝撃を吸収するアクティブ・トラックサスペンションは、屋外での使用の際にも快適な乗り心地を提供致します。

免許不要

 Alcare

クオンタム1121の機能

まさにその場で回転している感覚。最小回転半径50cm以下の小回り。

充実した機動性と加速性。

7.5cmまでの段差乗越え可能。

使用状況に応じて高さ調整可能な転倒防止前輪。

スムーズで安定した走行を実現する低重心設計。

操作性に優れ、プログラム可能な最先端ジョイスティックコントローラー。



フットプレート



ユーロシート仕様

写真のユーロシート及びフットプレートはオプション仕様になります。



カラーバリエーション



赤



青

諸元表		標準仕様
* 製品名	クオンタム1121	
* 型式	6輪/中輪駆動	
* 寸法	1000(全長)×600mm(幅)	
* 本体重量	74.6kg (バッテリーは含まず)	
* 駆動モーター	電磁モーター	
* バッテリー	12V 50AH×2個 密閉型鉛蓄電池	
* 充電器	車載	
* 車輪	6"(ソリッド)×14"×8"(ソリッド)	
* タイヤ型式	空気入り(駆動輪)、ソリッド	
* 駆動方式	中二輪駆動方式	
* 制動方式	電磁ブレーキ及び発電制動・逆転制動	
* 操舵方式	ジョイスティックによる	
* 制御方式	全方向無段階電子制御方式	
* シート	シナジーシート(標準)、ユーロシート(オプション)	
* シート寸法	360～450×360～450mm (幅×奥行)	
* 最高速度	6km/h	
* 登坂可能角度	10°	
* 連続走行距離	40km	
* 最小回転半径	495cm	
* 溝乗越幅	90mm	
* 段差乗越高さ	75mm	
* 最大積載量	136kg	
* バッテリー重量	18kg×2(バッテリー重量はメーカーにより異なる事があります。)	

仕様の最高速度、登坂角度、段差乗越高、溝乗越幅は75kgの積載量で前進走行の際のもので、連続走行距離はバッテリーの使用状況によって異なります。仕様、及び装備オプションは予告なく変更する場合があります。

電動スクーター、電動車いすは運転免許は不要ですが交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。

お問合せは・・・



Pride社日本国内総代理店

株式会社アルケア コーポレーション

介護保険事業所番号：1272500636

フリーダイヤル **0120-309-313**

〒270-0145 千葉県流山市名都借996番地

TEL: 04-7140-0017 FAX: 04-7140-0018

<http://www.alcarecorp.co.jp> E-Mail: mail@alcarecorp.co.jp