

"究極"という名の電動四輪車

# ウルティメイト

最高の操作性、乗り心地を  
究極に追求した最高水準機種



¥398,000 (非課税)

**"究極"という意味を持つ電動四輪車**

ウルティメイトは"究極"という意味を持つ電動四輪車です。繊細で気品に満ちたデザインと、最高級の操作性、乗り心地を"究極"に追求した結果生まれた、世界最高水準の電動スクーターです。  
握っても、親指で押しても操作できるイーゼードライブハンドル仕様。

免許不要



## ウルティメイトの機能

繊細で気品に満ちたデザイン。カラーは気品のあるレッドとスマートなシルバー。

握っても、親指で押しても操作できるイーゼードライブハンドル。

最高の乗り心地を提供する後輪サスペンション。

フロントバスケット、バックミラー、ウインカーを標準装備。

指1本で出来る簡単ハンドル角度調整。

シンプルで扱いやすい操作パネル。

軽いハンドリングと優れた操作性。

5つのパーツに分解、持ち運び可能。



## ウルティメイトの分解図

総重量:75kg (バッテリー重量含まず)



写真は3輪モデルです。

(バッテリー重量はメーカーにより異なる場合があります。)



イーゼードライブハンドル

## カラーバリエーション



赤



シルバー

## 諸元表

* 製品名	ウルティメイト
* 型式	4輪
* 寸法	1190(全長)×610mm(幅)
* 本体重量	75kg
* 駆動モーター	電磁モーター
* バッテリー	シールド12V 32AH U-1×2
* 充電器	3A オンボード
* 車輪・前輪	4"×10"
* 車輪・後輪	4"×10"
* タイヤ型式	ノンパンク標準
* 駆動方式	後二輪直接駆動方式
* 制動方式	電磁ブレーキ
* 操舵方式	ハンドルによる前輪操舵式
* 制御方式	アクセルレバーによる無段階電子制御方式
* シート構造	前後位置・高さ調整式 4段階背もたれ角度調節、左右90°回転シート、肘掛跳ね上げ式
* シート寸法	---
* 最高速度	6km/h
* 登坂可能角度	10°
* 連続走行距離	32~40km
* 最小回転半径	145cm
* 溝乗越幅	90mm
* 段差乗越高さ	40mm
* 最大積載量	159kg
* ライト	フロント、リア
* バッテリー重量	14kg×2(バッテリー重量はメーカーにより異なる場合があります。)

仕様の最高速度、登坂角度、段差乗越高、溝乗越幅は75kgの積載量で前進走行の際のもので、連続走行距離はバッテリーの使用状況によって異なります。仕様、及び装備オプションは予告なく変更する場合があります。

電動スクーター、電動車いすは運転免許は不要ですが交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。

お問い合わせは・・・



Pride社日本国内総代理店

株式会社アルケアコーポレーション

介護保険事業所番号:1272500636

フリーダイヤル **0120-309-313**

〒270-0145 千葉県流山市名都借996番地

TEL:04-7140-0017 FAX:04-7140-0018

<http://www.alcarecorp.co.jp> E-Mail:[mail@alcarecorp.co.jp](mailto:mail@alcarecorp.co.jp)