

スタイリッシュ電動四輪スクーター

ビクトリー・クラシック

誰にでも愛される
小粋でしゃれたスタイル



スタイリッシュなデザインと高いパフォーマンス

すっきりフラットなヘッドライト、マグホイール、更にフロントバスケットを標準装備。レトロなデザインのビクトリー・クラシックはアメリカンスクーターの定番です。上質な乗り心地と、確かな性能をお楽しみ頂けます。

免許不要



ビクトリー・クラシックの機能

落ち着いたデザインの人気機種。カラーは美しいレッドと爽やかなブルー。

シートの高さが3段階に調節可能。

おしゃれな走行ライト、ノンパンクタイヤ、フロントバスケットを標準装備。

ハンドルの角度が自由に変えられ、楽な姿勢で運転可能。

シンプルで扱いやすい操作パネル。



ビクトリーの分解図

総重量:50.1kg (バッテリー重量含まず)



(バッテリー重量は、メーカーにより異なる場合があります。)

カラーバリエーション



諸元表

* 製品名	ビクトリー・クラシック
* 型式	4輪
* 寸法	1193(全長)×610mm(幅)
* 本体重量	50.1kg
* 駆動モーター	電磁モーター
* バッテリー	シールド12V 32AH×2
* 充電器	3A オンボード
* 車輪・前輪	4"×10"
* 車輪・後輪	4"×10"
* タイヤ型式	ノンパンク標準
* 駆動方式	後二輪直接駆動方式
* 制動方式	電磁ブレーキ
* 操舵方式	ハンドルによる前輪操舵式
* 制御方式	アクセルレバーによる無段階電子制御方式
* シート構造	前後位置・高さ調整式 左右90°回転シート、肘掛跳ね上げ式
* シート寸法	457×406×305mm(幅×奥行×バックレスト高)
* 最高速度	6km/h
* 登坂可能角度	10°
* 連続走行距離	32～40km
* 最小回転半径	107cm
* 溝乗越幅	100mm
* 段差乗越高さ	40mm
* 最大積載量	136kg
* ライト	フロント
* バッテリー重量	12kg×2(バッテリー重量はメーカーにより異なる事が あります。)

仕様の最高速度、登坂角度、段差乗越高、溝乗越幅は75kgの積載量で前進走行の際のものです。連続走行距離はバッテリーの使用状況によって異なります。仕様、及び装備オプションは予告なく変更する場合があります。

電動スクーター、電動車いすは運転免許は不要ですが交通ルールを守り安全運転を心がけましょう。

お問合せは・・・



株式会社アルケアコーポレーション

Pride社日本国内総代理店

介護保険事業所番号:1272500636

フリーダイヤル **0120-309-313**

〒270-0145 千葉県流山市名都借996番地

TEL:04-7140-0017 FAX:04-7140-0018

<http://www.alcarecorp.co.jp> E-Mail: mail@alcarecorp.co.jp